

CALENDARIO CORSI CERTIFICATI

→ SOLD OUT!

BOLOGNA venerdì 15 febbraio
UNAHOTEL Bologna Fiera (BO)
Dr. Alberto Rebaudi

BOLOGNA venerdì 21 giugno
Savoia Regency Hotel Bologna (BO)
Dr. Alberto Rebaudi

→ SOLD OUT!

MILANO venerdì 22 febbraio
ISI Stomatologico (MI)
Prof. Tomaso Vercellotti

ROMA venerdì 12 luglio
Crowne Plaza St.Peter's (RM)
Prof. Tomaso Vercellotti

BOLOGNA venerdì 8 marzo
Savoia Regency Hotel Bologna (BO)
Dr. Alberto Rebaudi

TORINO venerdì 20 settembre
sede da destinarsi
Prof. Tomaso Vercellotti

NAPOLI venerdì 22 marzo
Royal Continental (NA)
Dr. Alberto Rebaudi

PALERMO venerdì 11 ottobre
Mondello Palace Hotel (PA)
Prof. Tomaso Vercellotti

CAGLIARI venerdì 5 aprile
Holiday Inn Cagliari
Prof. Tomaso Vercellotti

BOLOGNA venerdì 8 novembre
Savoia Regency Hotel (BO)
Prof. Tomaso Vercellotti

GENOVA venerdì 10 maggio
Mectron Spa
Miachì Training Center a Carasco (GE)
Prof. Tomaso Vercellotti

mectron
medical technology

mectron s.p.a.
Via Loreto 15/A
16042 Carasco (GE)
Sig.ra Lucia Costa
Cell. +39 348-7126606
segreteriaeventi@mectron.com
www.mectron.it

REX PiezoImplant



GIOVEDÌ
18 APRILE 2019
h. 20:00
Serata di informazione
presso il deposito Alpha

Distribuito da

mectron
medical technology

CRESTE SOTTILI? UN PROBLEMA RISOLTO.

➔ Numerosi anni di ricerca e sviluppo, hanno dato vita ad una nuova forma implantare che rispetta perfettamente l'anatomia del paziente.

REX *Piezolplant* è un impianto rivoluzionario proprio per la sua innovativa forma a cuneo, appositamente studiata per un'inserzione mininvasiva nelle creste sottili e che consente di evitare di dover ricorrere a tecniche rigenerative non sempre facili, accettate e predicibili.

Questo impianto è il primo ad essere inserito in un sito di forma rettangolare, la più conforme all'anatomia crestale residua, facilmente realizzabile con PIEZOSURGERY® che favorisce un processo di osteointegrazione più rapido, come ampiamente riportato in letteratura.


REX *Piezolplant* è un impianto press-fit il cui inserimento avviene attraverso le micropercussioni di IPD, dispositivo magnetico che stabilizza l'impianto con valori ISQ analoghi a quelli tradizionali.



REX *Piezolplant* segue l'anatomia della cresta ossea residua, ne preserva la vascolarizzazione e salvaguarda la dimensione ossea vestibolare, più soggetta a riassorbimenti.


REX *Piezolplant*

COSÌ SOTTILE, COSÌ RESISTENTE




Connessione Protesica Standard

Esagono esterno 4.1 mm per una facile protesizzazione



Superficie RBM

Sabbiatura con idrossiapatite e acidificazione



REX *Piezolplant* ha uno spessore crestale di soli 1.8 mm ma, pur essendo così sottile, presenta una resistenza meccanica paragonabile o superiore ad impianti a vite da 3.5 mm di diametro.

